جدول المحتويات

1 calibrations 2 call_entries 3 costs 4 data_brands	رقم الصفحة: 2 رقم الصفحة: 3 رقم الصفحة: 5 رقم الصفحة: 6
5 departments	رقم الصفحة: 7
6 equipments	رُقم الصفحة: 8
7 failed_jobs	رقُم الصفحة: 10
8 hospitals	رقم الصفحة: 11
9 hospital_user	رقم الصفحة: 12
10 migrations	رقم الصفحة: 13
11 model_has_permissions	رقم الصفحة: 14
12 model_has_roles	رقم الصفحة: 15
13 password_resets	رقم الصفحة: 16
14 permissions	رقم الصفحة: 17
15 personal_access_tokens	رقم الصفحة: 18
16 qr	رقم الصفحة: 19
17 roles	رقم الصفحة: 20
18 role_has_permissions	رقم الصفحة: 21
19 service_rendered_items	رقم الصفحة: 22
20 settings	رقم الصفحة: 23
21 users	رقم الصفحة: 24
22 بناء الارتباطات	رقم الصفحة: 25

1 calibrations

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
				ب حرد حدي				
id	int(10)	UNSIGNED	ע		auto_increment			
user_id	int(11)		نعم	NULL				
equip_id	int(11)		نعم	NULL				
date_of_calibrat	date		نعم	NULL				
due_date	date		نعم	NULL				
certificate_no	varchar(191		نعم	NULL				
company	varchar(191		نعم	NULL				
contact_person	varchar(191)		نعم	NULL				
contact_person _no	varchar(191)		نعم	NULL				
engineer_no	varchar(191)		نعم	NULL				
traceability_cert ificate_no)		نعم	NULL				
calibration_certi ficate	varchar(191)		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

2 call_entries

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
user_id	int(11)		نعم	NULL				
equip_id	int(11)		نعم	NULL				
call_type	varchar(191		نعم	NULL				
call_handle	varchar(191		نعم	NULL				
report_no	varchar(191		نعم	NULL				
next_due_date	date		نعم	NULL				
call_register_da te_time	timestamp		نعم	NULL				
call_attend_dat e_time	timestamp		نعم	NULL				
call_complete_d ate_time	timestamp		نعم	NULL				
user_attended	int(11)		نعم	NULL				
working_status	varchar(191)		نعم	NULL				
service_rendere d	varchar(191		نعم	NULL				
remarks	varchar(191		نعم	NULL				
nature_of_probl em	text		نعم	NULL				
sign_of_enginee r	varchar(191		نعم	NULL				
sign_stamp_of_i ncharge	varchar(191		نعم	NULL				
is_contaminatio n	tinyint(1)		نعم	NULL				
from_api	tinyint(1)		ע	0				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				

created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

3 costs

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	ע		auto_increment			
hospital_id	int(11)		نعم	NULL				
type	varchar(191		نعم	NULL				
cost_by	varchar(191		نعم	NULL				
tp_name	varchar(191		نعم	NULL				
tp_mobile	varchar(191		نعم	NULL				
tp_email	varchar(191		نعم	NULL				
equipment_ids	text		نعم	NULL				
start_dates	text		نعم	NULL				
end_dates	text		نعم	NULL				
costs	text		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

4 data_brands

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	У		auto_increment			
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
name	varchar(191		У					
description	varchar(191)		У					

5 departments

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
name	varchar(191)		نعم	NULL				
short_name	varchar(191)		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

6 equipments

الإنشاء: 26 مايو 2024 الساعة 21:11

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	لا	ېخىر،خىي	auto_increment	شربید ب	المنيقة المناف	111112
name	varchar(191	UNSIGNED	نعم	NULL	auto_increment			
)							
short_name	varchar(191)		نعم	NULL				
user_id	varchar(191		نعم	NULL				
hospital_id	int(11)		نعم	NULL				
company	varchar(191		نعم	NULL				
model	varchar(191		نعم	NULL				
sr_no	varchar(191		نعم	NULL				
unique_id	varchar(191		نعم	NULL				
department	varchar(191		نعم	NULL				
order_date	date		نعم	NULL				
date_of_purcha se	date		نعم	NULL				
date_of_installa tion	date		نعم	NULL				
warranty_due_d ate			نعم	NULL				
service_enginee r_no	varchar(191)		نعم	NULL				
is_critical	tinyint(1)		نعم	NULL				
notes	text		نعم	NULL				
qr_id	varchar(191)		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				

رقم الصفحة: 25/8

updated_at	timestamp	نعم	NULL			

7 failed_jobs

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	У		auto_increment			
uuid	varchar(191)		У					
connection	text		У					
queue	text		ע					
payload	longtext		V					
exception	longtext		V					
failed_at	timestamp		1	current_tim estamp()				

8 hospitals

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
user_id	int(11)		نعم	NULL				
name	varchar(191		نعم	NULL				
slug	varchar(8)		نعم	NULL				
email	varchar(191		نعم	NULL				
contact_person	varchar(191)		نعم	NULL				
phone_no	varchar(191)		نعم	NULL				
mobile_no	varchar(191)		نعم	NULL				
address	text		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

9 hospital_user

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	У		auto_increment			
hospital_id	bigint(20)	UNSIGNED	У					
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	ע					
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

10 migrations

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
migration	varchar(191		У					
)							
batch	int(11)		ע					

11 model_has_permissions

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
permission_id	int(10)	UNSIGNED	У			-> permissions.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
model_type	varchar(191)		У					
model_id	bigint(20)	UNSIGNED	ע					

12 model_has_roles

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
role_id	int(10)	UNSIGNED	У			-> roles.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
model_type	varchar(191)		У					
model_id	bigint(20)	UNSIGNED	У					

13 password_resets

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
email	varchar(191)		У					
token	varchar(191		У					
created_at	timestamp		نعم	NULL				

14 permissions

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
name	varchar(191		У					
guard_name	varchar(191)		У					
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

15 personal_access_tokens

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	ע		auto_increment			
tokenable_type	varchar(191)		У					
tokenable_id	bigint(20)	UNSIGNED	ע					
name	varchar(191)		У					
token	varchar(64)		ע					
abilities	text		نعم	NULL				
last_used_at	timestamp		نعم	NULL				
expires_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

16 qr

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	У		auto_increment			
assign_to	varchar(191		نعم	0				
uid	varchar(191		نعم	0				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

17 roles

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
name	varchar(191)		У					
guard_name	varchar(191)		У					
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

18 role_has_permissions

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
permission_id	int(10)	UNSIGNED	У			-> permissions.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
role_id	int(10)	UNSIGNED	У			-> roles.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		

19 service_rendered_items

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	У		auto_increment			
new_item	varchar(191		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

20 settings

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	ע		auto_increment			
company	varchar(191)		نعم	NULL				
logo	varchar(191)		نعم	NULL				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

21 users

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	ע		auto_increment			
name	varchar(191)		نعم	NULL				
email	varchar(191)		نعم	NULL				
role_id	int(11)		نعم	NULL				
password	varchar(191)		نعم	NULL				
image	varchar(191)		نعم	NULL				
select_all	tinyint(1)		ע	0				
deleted_at	timestamp		نعم	NULL				
remember_toke	varchar(100		نعم	NULL				
created_at	timestamp		نعم	NULL				
updated_at	timestamp		نعم	NULL				

